




Lay-out prodotto

	<p>FFP2 NR mod. WIP AIRPRO: Semimaschera filtrante monouso che protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, il cui corpo è costituito da una sagoma anatomica SALDATA A ULTRASUONI, multistrato, che consente una filtrazione progressiva ed un confortevole contatto con la pelle.</p> <p>100% PRODOTTO IN ITALIA MATERIALI e filiera produttiva CERTIFICATI</p>
---	---

Caratteristiche Tecniche DPI

DENOMINAZIONE PRODOTTO	WIP AIRPRO FFP2 NR
MODELLO	WIP AIRPRO
TIPO DI PRODOTTO	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE FFP2 NR SEMIMASCHERE FILTRANTI ANTIPOLVERE MONOUSO CONICHE SENZA VALVOLA DI ESALAZIONE
CERTIFICAZIONE DPI	Certificazione CE in conformità al regolamento (UE) 2016/425 del Consiglio Europeo e successive modifiche. Certificati, secondo EN 149:2001+A1:2009 Certificato CE di tipo n° 2761/TE-PPE/220075-B emesso da ITEC SRL Istituto Tecnologico Europeo di Certificazione, Via Biella, 1 - 59013 Montemurlo Organismo Notificato n° 2761 EFFICIENZA MAGGIORE O UGUALE A 94%
CERTIFICAZIONE DISPOSITIVO MEDICO	Certificazione CE in conformità al regolamento UE 2017/745 (art. 15 e all. IX) del Consiglio Europeo e successive modifiche. Certificati, secondo EN 14683:2019+AC:2019 Registrazione Ministero della Salute n° 2279152 BFE 99,8 Dispositivo medico di Classe 1 tipo IIR
PRODUTTORE	W.I.P. SRL – Viale Parioli,12– 00197 – Roma (RM)

WIP SRL

ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sede Legale: Viale Parioli, 12 - 00197 Roma

Sede Operativa: Via Licio Giorgieri, 99 - 00165 Roma

info@wip-italia.com | www.wip-italia.com

P.I. - C.F. 12118681001 | Rea: RM-1351593 - Cap.Soc. 30.000,00 euro





DESCRIZIONE	<p>Le semimaschere filtranti monouso forniscono un'adeguata protezione delle vie respiratorie in ambienti industriali e medicali dove i lavoratori sono esposti a polveri e/o particelle liquide non volatili, virus o batteri. Il DPI FFP2 NR mod. WIP AIRPRO è una semimaschera filtrante antipolvere monouso costruita in 4 strati con materiali altamente tecnologici in tessuto non tessuto, melt-blown destinato a proteggere le vie respiratorie da: gocce e particelle non oleose, particelle oleose e polvere. Il modello di semimaschera è senza valvola.</p> <p>PRODOTTO IN ITALIA CON MATERIALE ITALIANO CERTIFICATO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testati ed approvati CE secondo la EN149:2001+A1:2009 • Testati e approvati secondo EN 14683:2019+AC:2019 • L'azione filtrante rende il dispositivo efficace per la protezione delle vie respiratorie da aerosol solidi o liquidi – droplets finissimi, virus e batteri. • Ripiegabile, facile da riporre, design a tre lembi brevettato per una maggiore adattabilità ai movimenti del viso e un maggior comfort
	<ul style="list-style-type: none"> • La tecnologia filtrante a bassa resistenza respiratoria fornisce una filtrazione efficace associata a una bassa resistenza respiratoria, per prestazioni costanti di alta qualità • Il lembo superiore è sagomato per adattarsi al setto nasale e al contorno del viso migliorando la compatibilità con gli occhiali • Il design è stato progettato per essere indossata facilmente, adattarsi perfettamente al viso, consentendo una tenuta confortevole durante l'utilizzo • Elastici morbidi progettati per una maggior aderenza e adattabilità a più forme del viso anche in condizioni di indossamento prolungato
PESO	4gr.
TAGLIA	Unisex – si adatta ai diversi profili morfologici del viso grazie alle specifiche del materiale e degli elastici,



Dettagli Costruttivi

1° Strato (lato viso)	TNT	
2° strato	PPL Meltblown	
3° strato	PPL Meltblown	
4° strato (lato mondo)	TNT	

Prova di tenuta

Coprire la parte frontale della semimaschera filtrante con entrambe le mani facendo attenzione a non spostarla e a non modificare la tenuta ed inalare con decisione. Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, rimodellare lo stringinaso fino ad eliminarle. Se si percepiscono perdite d'aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati della testa fino ad eliminarle. Ripetere la prova di tenuta. Se NON si riesce a ottenere una perfetta tenuta, NON accedere all'area contaminata. Chiedere al proprio supervisore. Gli utilizzatori devono essere addestrati all'uso corretto in accordo con la legislazione nazionale. e aiutandosi con la linguetta



Lato corretto della maschera deve essere rivolto verso l'esterno



Localizza la striscia metallica sul ponte nasale e posiziona le corde sopra le orecchie



Copri la bocca e il naso, non lasciare spazi vuoti e premere la striscia per adattarsi alla forma del naso



Non toccare la maschera



Istruzioni di stoccaggio:

Conservare il dispositivo nell'imballo originale in luogo fresco, con valori di temperatura compresi tra i -10 e i 40 °C, e asciutto in quanto il valore massimo di umidità relativa ammesso per garantire una corretta conservazione È pari a 80%. Inoltre, l'ambiente di conservazione deve essere non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. La data di scadenza come riportato sulla confezione del prodotto è 3 anni

Istruzioni per l'uso:

1. Aprire la mascherina.
2. Indossare la mascherina appoggiandola sul naso.
3. Agganciare gli elastici dietro alle orecchie. Conformare lo stringinaso facendolo aderire ai contorni del viso.
4. Premere leggermente per ottenere la migliore aderenza possibile al volto.
5. Inspirare con decisione. Se sentite delle perdite d'aria intorno al naso, rimodellate il nasello per eliminarle.
6. Se si rilevano perdite d'aria lungo il bordo, regolare gli elastici ai lati della testa fino ad eliminarle. Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, rimodellare lo stringinaso fino ad eliminarle.
7. Se non si raggiunge una vestibilità adeguata, NON entrare nell'area contaminata.
8. Non aprire la confezione in ambiente contaminato o insalubre;
9. Non estrarre il prodotto con mani sporche

Avvertenze e limitazioni d'uso

Assicurarsi sempre che il prodotto completo sia:

- adatto all'applicazione;
- indossato correttamente;
- indossato per tutto il periodo di esposizione;
- sostituito quando necessario.

WIP SRL

ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sede Legale: Viale Parioli, 12 - 00197 Roma

Sede Operativa: Via Licio Giorgieri, 99 - 00165 Roma

info@wip-italia.com | www.wip-italia.com

P.I. - C.F. 12118681001 | Rea: RM-1351593 - Cap.Soc. 30.000,00 euro





Una selezione appropriata, l'addestramento al corretto utilizzo e una giusta manutenzione sono fondamentali per ottenere la massima protezione dell'utilizzatore da alcuni contaminanti presenti nell'aria.

Non seguire tutte le Istruzioni d'Uso relative all'utilizzo di questi prodotti per la protezione delle vie respiratorie e/o non indossare correttamente il prodotto per tutto il periodo di esposizione, può compromettere la salute dell'utilizzatore e provocare malattie gravi o invalidità permanente.

Per verificare l'adeguatezza e il corretto utilizzo fare riferimento alle normative nazionali, seguire tutte le indicazioni fornite nelle Istruzioni d'Uso o contattare una persona esperta in sicurezza sul lavoro.

Prima dell'uso l'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del prodotto completo, in accordo con le normative/linee guida in materia di Salute e Sicurezza vigenti.

Questi prodotti non contengono componenti prodotti con lattice di gomma naturale. Questi prodotti non proteggono contro gas/vapori.

Non utilizzare in atmosfere con meno del 19,5% di ossigeno (Ogni nazione può applicare il proprio limite di concentrazione di ossigeno. Richiedere informazioni in caso di dubbio).

Non utilizzare per la protezione delle vie respiratorie contro contaminanti atmosferici/concentrazioni sconosciuti o immediatamente pericolosi per la vita e la salute (IDLH).

Attenzione - questo prodotto non è resistente alla fiamma e non deve essere utilizzato in aree con fiamme libere

Non utilizzare con barba, baffi o basette che possono limitare l'aderenza del respiratore al viso e comprometterne quindi la buona tenuta.

Abbandonare immediatamente l'area contaminata se: a)

la respirazione diventa difficoltosa

b) si percepiscono vertigine o altri malesseri

WIP SRL

ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sede Legale: Viale Parioli, 12 - 00197 Roma

Sede Operativa: Via Licio Giorgieri, 99 - 00165 Roma

info@wip-italia.com | www.wip-italia.com

P.I. - C.F. 12118681001 | Rea: RM-1351593 - Cap.Soc. 30.000,00 euro





Smaltire e sostituire la semimaschera filtrante se dovesse essere danneggiata, la respirazione dovrebbe risultare troppo difficoltosa e alla fine del turno di lavoro.

Non alterare, modificare o riparare in alcun modo questo dispositivo. Non utilizzare in caso di utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive.

Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE: Se il dispositivo risulta danneggiato non deve essere usato. Controllare accuratamente che tutte le cuciture siano in linea. Tendere alle estremità il tessuto per accertarsi che non ci siano lacerazioni o fori. Tirare gli elastici applicando una leggera forza.

WIP SRL

ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sede Legale: Viale Parioli, 12 - 00197 Roma

Sede Operativa: Via Licio Giorgieri, 99 - 00165 Roma

info@wip-italia.com | www.wip-italia.com

P.I. - C.F. 12118681001 | Rea: RM-1351593 - Cap.Soc. 30.000,00 euro

